

# 96孔过滤板



过滤菌液  
粘稠样本

微米以上  
级别过滤



## 特点:

- ◆ 专用于过滤菌液等粘稠样本
- ◆ 适合微米以上级别过滤
- ◆ 尺寸符合ANSI/SBS标准，便于自动化
- ◆ 可配合负压法或离心法使用
- ◆ 提供互补适配的收集微孔板

## 订购信息:

货号	描述	包装
004905-1	96孔过滤板, 1.0 mL/孔	30块/盒
004905-4	96孔过滤板, 1.5 mL/孔	30块/盒

